

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	92	ΕΤΟΙΜΑ ΤΡΥΒΛΙΑ ΜΕ MAC CONKEY Νο 2- ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	4000
2	91	ΕΤΟΙΜΑ ΤΡΥΒΛΙΑ ΜΕ ΑΙΜΑΤΟΥΧΟ ΑΓΑΡ 5%	ΤΕΜΑΧΙΟ	4000
3	93	ΕΤΟΙΜΑ ΤΡΥΒΛΙΑ ΜΕ MULER HINTON	ΤΕΜΑΧΙΟ	300
4	305	ΣΚΟΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ SS AGAR ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡΑΜΜΑΡΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΟ	2
5	12	ΕΤΟΙΜΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΜΕ SELENITE	ΤΕΜΑΧΙΟ	400
6	32	ΕΤΟΙΜΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΜΕ ΘΕΙΟΓΛΥΚΟΝΙΚΟ ΖΩΜΟ - BROTH	ΤΕΜΑΧΙΟ	500
7	93545	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ, ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΟ	2000
8	78	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ STUART	ΤΕΜΑΧΙΟ	2000
9	95411	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	3000
10	328	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΡΙΚΟΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 5 mm ΟΓΚΟ 0,001 ml	ΤΕΜΑΧΙΟ	15000
11	2700	ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟ ΙΩΔΕΣ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΤΙΜΗ ΛΙΤΡΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΙ Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΛΙΤΡΟ	3
12	64	ΣΑΦΡΑΝΙΝΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΤΙΜΗ ΛΙΤΡΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΙ Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΛΙΤΡΟ	3
13	1385	ΦΟΥΞΙΝΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΤΙΜΗ ΛΙΤΡΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΙ Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΛΙΤΡΟ	1
14	1384	ΚΥΑΝΟΥΝ ΤΟΥ ΜΕΘΥΛΕΝΙΟΥ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΤΙΜΗ ΛΙΤΡΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΙ Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΛΙΤΡΟ	1
15	1072	MAY GRUNVALT ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΤΙΜΗ ΛΙΤΡΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΙ Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΛΙΤΡΟ	4
16	1073	GIEMSA ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΤΙΜΗ ΛΙΤΡΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΙ Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΛΙΤΡΟ	4

17	31	ΤΕΣΤ ΚΥΗΣΗΣ ΣΤΑ ΟΥΡΑ Ή ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΜΕ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ 25 IU/ml (ΤΑΧΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ HCG (ΤΕΣΤ ΚΥΗΣΗΣ))	ΤΕΣΤ	400
18	1999	ΑΝΤΙ STREP TEST – ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Β- ΔΙΜΟΛΥΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΟΥ ΑΠΟ ΦΑΡΥΓΓΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ (ΟΧΙ ΑΠΟ ΑΠΟΙΚΙΕΣ)	ΤΕΣΤ	1800
19	1454	ROTA- ADENO VIRUS TEST ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΡΟΤΑ ΚΙ ΑΔΕΝΟΪΟΥΣ ΣΤΑ ΚΟΠΡΑΝΑ	ΤΕΣΤ	350
20	24	ΛΑΤΕΧ ΜΕΝΙΝΓΙΤΙΔΙΣ- ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΗΝΗΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΟΥ-ΛΑΤΕΧ	ΤΕΣΤ	30
21	18	ΑΝΤΙΟΡΟΣ ΓΙΑ BRUCELLA ABORTUS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ WRIGTH (να προσδιοριστεί η συσκευασία και να γίνει υπολογισμός της τιμής μονάδας ανά τεστ)	ΤΕΣΤ	100
22	289	ΜΟΝΟΤΕΣΤ- ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΛΟΙΜΩΔΟΥΣ ΜΟΝΟΠΥΡΗΝΩΣΗΣ ΣΕ ΚΑΣΕΤΑ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟ ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ (να προσδιοριστεί η συσκευασία και να γίνει υπολογισμός της τιμής μονάδας ανά τεστ)	ΤΕΣΤ /ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ	100
23	2699	ΑΝΤΙΟΡΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ο ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΤΗΣ SALMONELLA ΤΥΡΗΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ WIDAL(να προσδιοριστεί η συσκευασία και να γίνει υπολογισμός της τιμής μονάδας ανά τεστ)	ΤΕΣΤ /ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ	100
24	1671	ΑΝΤΙΟΡΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Η ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΤΗΣ SALMONELLA ΤΥΡΗΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ WIDAL(να προσδιοριστεί η συσκευασία και να γίνει υπολογισμός της τιμής μονάδας ανά τεστ)	ΤΕΣΤ /ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ	100
25	2048	ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΣ ΑΝΤΙΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ SALMONELLA ΤΥΡΗΙ ΑΠΟ ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΣΤΑ ΚΟΠΡΑΝΑ SALMONELLA O.	ΦΙΑΛΙΔΙΑ του 1ml	3
26	1803	ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΣ ΑΝΤΙΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΙΓΚΕΛΑ FLEXNERI ΑΠΟ ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΣΤΑ ΚΟΠΡΑΝΑ.	ΦΙΑΛΙΔΙΑ του 2ml	2
27	130	ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΡΑΜ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΤΥΠΟΥ ENTEROTUBE. ΝΑ ΜΗ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ Ή ΠΙΠΕΤΕΣ.	ΤΕΣΤ	700
28	290	ΟΞΕΙΔΑΣΗ-ΜΙΚΡΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΟΥ 1ml	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΟΥ 1ml	60
29	9185	ΤΕΣΤ INFLUENZA A+B ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΡΙΝΙΚΟ Ή ΦΑΡΥΓΓΙΚΟ ΕΚΡΗΜΑ	ΤΕΣΤ	750
30	9186	RSV ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΡΙΝΙΚΟ Ή ΦΑΡΥΓΓΙΚΟ ΕΚΡΗΜΑ	ΤΕΣΤ	300

31	83	ΔΙΣΚΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ AMPICILLIN	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΩΝ 50ΔΙΣΚΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ	6
32	94	ΔΙΣΚΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ AMOXICILLIN CL. ACID	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΩΝ 50ΔΙΣΚΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ	6
33	123	ΔΙΣΚΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ PENICILIN V	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΩΝ 50ΔΙΣΚΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ	6
34	2055	ΔΙΣΚΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΑΡΙΜΥΚΙΝΗ	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΩΝ 50ΔΙΣΚΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ	6
35	1801	ΔΙΣΚΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ PIPERACILLIN TAZOBACTAM	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΩΝ 50ΔΙΣΚΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ	4
36	1651	ΔΙΣΚΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ LINEZOLID	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΩΝ 50ΔΙΣΚΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ	4
37	325	ΔΙΣΚΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ VANCOMYCIN	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΩΝ 50ΔΙΣΚΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ	4
38	3285	ΔΙΣΚΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ TEICOPLANIN	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΩΝ 50ΔΙΣΚΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ	4
39	77	ΔΙΣΚΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ CEFTRIAZONE	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΩΝ 50ΔΙΣΚΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ	6
40	1251	ΔΙΣΚΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ CEFTAZIDIME	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΩΝ 50ΔΙΣΚΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ	4
41	121	ΔΙΣΚΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ CEFUROXIME	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΩΝ 50ΔΙΣΚΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ	6
42	1802	ΔΙΣΚΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ CEFPROZIL	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΩΝ 50ΔΙΣΚΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ	6
43	96	ΔΙΣΚΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ CEFACLOR	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΩΝ 50ΔΙΣΚΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ	6
44	1347	ΔΙΣΚΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ CIPROFLOXACIN	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΩΝ 50ΔΙΣΚΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ	4
45	286	ΔΙΣΚΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ AMIKACIN	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΩΝ 50ΔΙΣΚΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ	4

46	326	ΔΙΣΚΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΙΜΙΡΕΝΕΜ	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΩΝ 50ΔΙΣΚΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ	4
47	1901	ΔΙΣΚΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΡΟΠΕΝΕΜ	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΩΝ 50ΔΙΣΚΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ	4
48	1980	ΔΙΣΚΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΤΥΓΕΚΥΚΛΙΝ	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΩΝ 50ΔΙΣΚΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ	4
49	283	ΔΙΣΚΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΛΙΣΤΙΝ	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΩΝ 50 ΔΙΣΚΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ	4
50	3121	ΔΙΣΚΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΟΧΑΚΙΛΛΙΝ	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΩΝ 50 ΔΙΣΚΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ	6
51	3128	ΔΙΣΚΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΤΟΧΙΝ	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΩΝ 50 ΔΙΣΚΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ	2
52	2055	ΔΙΣΚΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΡΙΠΕΡΑΚΙΛΛΙΝ	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΩΝ 50 ΔΙΣΚΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ	4
53	285	ΔΙΣΚΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΤΙΛΜΙΣΙΝ	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΩΝ 50 ΔΙΣΚΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ	4
54	111	ΔΙΣΚΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΡΦΛΟΧΑΚΙΝ	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΩΝ 50 ΔΙΣΚΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ	4
55	239	Αντι Α (ΟΜΑΔΑ ΑΒΟ-RhD ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ RHESUS)	εξετάσεις	25000
56	238	Αντι Β (ΟΜΑΔΑ ΑΒΟ-RhD ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ RHESUS)	εξετάσεις	25000
57	237	Αντι D (ΟΜΑΔΑ ΑΒΟ-RhD ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ RHESUS)	εξετάσεις	25000
58	45	Αντι C (ΟΜΑΔΑ ΑΒΟ-RhD ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ RHESUS)	εξετάσεις	7000
59	235	Αντι E (ΟΜΑΔΑ ΑΒΟ-RhD ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ RHESUS)	εξετάσεις	7000
60	234	Αντι c (ΟΜΑΔΑ ΑΒΟ-RhD ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ RHESUS)	εξετάσεις	7000
61	236	Αντι e (ΟΜΑΔΑ ΑΒΟ-RhD ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ RHESUS)	εξετάσεις	7000
62	7	Αντι Kell	εξετάσεις	7000
63	10	RPR (ΜΗ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΝΕΣ) ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΕΠΟΝΕΜΑ PALLIDUM (ΣΥΦΙΛΗΣ))	εξετάσεις	100
64	0046/0048	ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ (ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ)) Να υπάρχει δυνατότητα δοκιμασίας συμβατότητας χωρίς να συνιστάται πλύσιμο ερυθροκυττάρων. Πλήρη δοκιμασία συμβατότητας ABD, ένζυμο, άμεση /έμμεση coombs. Άμεση δοκιμασία coombs και ταξινόμηση αντισωμάτων. Να έχει υψηλή ευαισθησία, ασφάλεια, επαναληψιμότητα και αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Να δίνει καθαρές και σταθερές αντιδράσεις. Οι αντιφοί να είναι ενσωματωμένοι σε υπόστρωμα γέλης. Να διαθέτει ποιοτικό έλεγχο της μεθόδου και του εξοπλισμού. Το ερυθροκύτταρα να έχουν διάρκεια χρήσεως πέραν των 30 ημερών. (να προσδιοριστεί η συσκευασία και να γίνει υπολογισμός της τιμής μονάδας ανά εξέταση)	εξετάσεις	5200

65	2746	ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ D WEAK (ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ RhD)	εξετάσεις	250
66	0033	ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΜΜΕΣΗΣ COOMBS (ΕΜΜΕΣΗ COOMBS ΜΕ 3 ΕΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ)	εξετάσεις	1200
67	9936	Σωληνάρια γυάλινα 16mm	ΤΕΜΑΧΙΟ	5000
68	92771	<p>ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΣΤΟ ΑΙΜΑ – ΓΙΑ ΣΑΚΧΑΡΟΜΕΤΡΑ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (150) ΣΑΚΧΑΡΟΜΕΤΡΑ</p> <p>Οι προσφέροντες θα πρέπει να δηλώσουν ότι δεσμεύονται να διαθέσουν δωρεάν 500 μετρητές σακχάρου αίματος καθώς και την αντικατάστασή τους σε περίπτωση βλάβης . ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</p> <p>1* ΑΠΛΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ: ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ. ΧΩΡΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ.</p> <p>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΕΥΚΟΛΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣΙΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ . ΘΘΟΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΜΕ ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ.</p> <p>2* ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΦΡΕΣΚΟ ΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΡΕΣ ΑΙΜΑ.</p> <p>3* ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΕ ΝΕΟΓΝΙΚΟ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΦΛΕΒΙΚΟ ΑΙΜΑ.</p> <p>4* ΜΙΚΡΗ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΟΛΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ (3ml).</p> <p>5* Ο ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΣ (6 SEC).</p> <p>6* ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 10mg/dl ΕΩΣ 600mg/dl 7* ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΡΟΣ ΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗ 15-65%.</p> <p>8* ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ISO 15197/2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΛΥΚΟΖΗΣ <=75mg/dl Η ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ,<= 15mg/dl ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΛΥΚΟΖΗΣ 76-600mg/dl Η ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ <=15mg/dl ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ 95% ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ.</p> <p>9* ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ EXTRANEAL (ICODEXTRIN), ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΤΩΝ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΜΕ ΣΦΠΚ .</p> <p>10* Ο ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΕ ΕΝΑ ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ 10 ΕΩΣ 37 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.</p> <p>11* Ο ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΝΗΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 300 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΗΜΕΡΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ.</p> <p>12* ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΤΟΝΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ.</p> <p>13* ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ.</p> <p>14*ΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΤΥΛΟ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ</p>	ΤΕΜΑΧΙΟ	100000
69	92771	ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΥΛΟ BARCODE	ΤΕΜΑΧΙΟ	200000

ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΣΤΟ ΑΙΜΑ – ΓΙΑ ΣΑΚΧΑΡΟΜΕΤΡΑ
ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (350) ΣΑΚΧΑΡΟΜΕΤΡΑ

ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1* ΑΠΛΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ: ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ. ΧΩΡΙΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΕΥΚΟΛΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣΙΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΓΟΡΑ . ΟΘΟΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΜΕ ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ.

2* ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΦΡΕΣΚΟ ΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΡΕΣ ΑΙΜΑ.

3* ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΕ
ΝΕΟΓΝΙΚΟ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΦΛΕΒΙΚΟ ΑΙΜΑ.

4* ΜΙΚΡΗ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΟΛΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΠΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ (3ml).

5* Ο ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΜΙΚΡΟΣ (6 SEC).

6* ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 10mg/dl ΕΩΣ 600mg/dl 7*
ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΡΟΣ ΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗ
15-65%.

8* ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ISO 15197/2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΛΥΚΟΖΗΣ $\leq 75\text{mg/dl}$ Η ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΝΑ
ΕΙΝΑΙ $\leq 15\text{mg/dl}$ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΛΥΚΟΖΗΣ 76-600mg/dl Η
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ $\leq 15\text{mg/dl}$ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ
95% ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ.

9* ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ EXTRANEAL (ICODEXTRIN), ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ
ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΤΩΝ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΜΕ ΣΦΓΚ .

10* Ο ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΕ ΕΝΑ ΕΥΡΟΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ 10 ΕΩΣ 37 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.

11* Ο ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΝΗΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ
300 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΗΜΕΡΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ.

12* ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΤΟΝΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗ
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ.

13* ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ.

14*ΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΤΥΛΟ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ