

0/4 ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΑ ΑΠΛΙΚΑΤΕΡ 3gr

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	95883	<p>ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΑ ΑΠΛΙΚΑΤΕΡ 3gr Η αιμοστατική σκόνη πρέπει να είναι παρασκευασμένη από απορροφήσιμους πολυσακχαρίτες με δυνατότητα απορρόφησης υγρών έως 50 φορές το βάρος τους, σε συσκευασίες διαφόρων γραμμαρίων ( 3 γρ). Τα σωματίδια της σκόνης να είναι βιοσυμβατά, μη πυρετογόνα, να μην περιέχουν ανθρώπινα ή ζωικά παράγωγα &amp; να απορροφώνται από τον οργανισμό εντός 48 ωρών. Η πήξη πρέπει να πραγματοποιείται εντός 2 λεπτών δημιουργώντας ένα φράγμα γέλης ερχόμενης σε επαφή με το αίμα.                      Να συνοδεύεται από απλικατέρ / εφαρμογέα μιας χρήσης για την τοποθέτησή της, με ατραυματικό άκρο και μήκους τουλάχιστον 14 εκατοστών»</p>	10 ΤΕΜΑΧΙΑ